



First Standard[®]

Analytical Reference Standards

分析检测标准品

兽药与兽药残留 标准参照物



阿尔塔科技有限公司
Alta Scientific Co.,Ltd

兽药与兽药残留 标准参照物

天津阿尔塔科技有限公司

阿尔塔科技有限公司位于天津市滨海新区泰达经济技术开发区，是留美归国留学人员团队创办的高科技企业，公司总经理张磊博士为天津市千人计划特聘专家。公司得到天津市、滨海新区和开发区等各级政府部门的大力支持，获得了科技部创业引导基金、天津科委创新园基金、滨海新区孵化基金等资助。公司拥有完备的精细有机合成仪器设备，精密分析仪器，训练有素的研发与服务人员，严格的管理与生产流程，致力于具有自主知识产权的 FirstStandard® 标准品与标准参照物等产品的开发，已获得商标授权 2 项、发明专利 5 项，正在进行 ISO17025 和 Guide 34 认证。我们提供质量稳定的高纯度分析检测用有机化学标准参照物纯品，纯品溶液，和各种混标溶液，涵盖食品检测、环境监测、医药研发标准品参照物、兽残、农残标准品参照物等。所有产品都可提供完整的质量检测报告 (CoA) MSDS、储存记录，可溯源。我们致力于以优质的产品、可靠的质量、合理的价格、负责的态度、互相尊敬的关系与广大客户合作共赢。



关注天津阿尔塔
科技有限公司微信
公共账号
了解标准品行业
最新动态!

产品介绍

现代农牧渔业生产中兽药被普遍和大量应用，目前有一千多种兽药被用作疾病、传染病、寄生虫病防治药和促生长药等，在防治动物疾病、提高生产效率、改善畜产品质量等方面起着十分重要的作用。然而长期食用兽药残留超标的食品后，当体内蓄积的药物浓度达到一定量时会对人体产生多种慢性中毒，因而兽药及其代谢产物在畜禽、水产品、奶制品、蛋类等动物源食品中的残留已逐渐成为全世界关注的一个焦点。为保障食品和环境安全、促进农副产品进出口贸易，国家对兽药的使用有明确的规定，相应的兽药检测国家标准达数百项。阿尔塔科技有限公司联合国内最具实力的农药研发和分析检测中心、美国 A Chemtek 公司开发出上千种兽药标准品参照物、标准溶液、混合标准溶液，符合国标中标准参照物的质量要求，质量与国际知名品牌同类产品相媲美，并为顾客提供个性化服务。

产品描述

- 系列标准品储备液、工作液，进口安培瓶封装，即开即用，安全方便
- 完整的生产、质检、质控、储藏记录，可溯源
- 常规纯度：99+%(某些品种可能例外)

质量保证

- 严格按照 ISO9001、ISO17025、Guide 34 质量标准管理

质量证书

- 产品附带质量检验报告 (COA) MSDS
- 提供 NMR、HPLC、LCMS、GC、IR、UV、稳定性、引湿性、含水量等谱图或数据

我们的理念

稳定
REPEATABLE

可靠
RELIABLE

合理
RESPONSIBLE

负责
REASONABLE

尊重
RESPECTABLE

***** 阿尔塔科技有限公司 First Standard® 标准参照物只用于正规的有使用资质的实验室的研发与分析检测，不用于任何其他单位、家庭或个人，以及国家和地方禁止使用的用途。*****

目录

1. 四环素类药物 Tetracyclines	1
2. 青霉素类药物 Penicilines	1
3. 磺胺类药物 Sulfonamides	3
4. 喹诺酮类药物 Quinolones	4
5. 咪唑与苯并咪唑类药物 Imidazoles & Benzimidazoles (Continue)	6
6. 硝基呋喃药物及其代谢物 Nitrofurans & Metabolites	8
7. 聚醚类抗生素 Polyether Antibiotics	9
8. 氨基糖苷类抗生素 Aminoglycoside Antibiotics	9
9. 大环内酯类抗生素 Macrolide Antibiotics	10
10. 其他类抗生素 Other Antibiotics	10
11. 甾体激素类 Steroid Hormones (Continue)	11
12. β -受体激素 / 瘦肉精类 β -Adrenergic Receptors	14
13. 孔雀石绿与结晶紫 Malachite Green & Crystal Violet	15
14. 其他兽药标准品 Other Veterinary Medicines	16
动物源食品中 181 种多兽药残留的高通量筛查和定量方法	20



兽药与兽药残留标准品、标准溶液、混标

Veterinary Medicine & Metabolite Reference Standards, Solutions, Mixtures

1. 四环素类药物 Tetracyclines

产品号	中文名称	英文名称	CAS#	纯品	标液
1ST4101A	差向四环素盐酸盐	4-Epitetracycline hydrochloride	23313-80-6	10mg	100ppm
1ST4102	四环素	Tetracycline	60-54-8	10mg	100ppm
1ST4102A	盐酸四环素	Tetracycline hydrochloride	64-75-5	10mg	100ppm
1ST4103A	差向脱水四环素盐酸盐	4-Epianhydrotetracycline hydrochloride	4465-65-0	10mg	100ppm
1ST4104	盐酸米诺环素	Minocycline hydrochloride	13614-98-7	10mg	100ppm
1ST4105	去甲基金霉素	Demeclocycline hydrochloride hydrate	64-73-3 (anhydrous)	10mg	100ppm
1ST4106	甲烯土霉素	Metacycline	914-00-1	10mg	100ppm
1ST4106A	盐酸甲烯土霉素	Methacycline hydrochloride	3963-95-9	10mg	100ppm
1ST4110A	盐酸金霉素	Chlortetracycline hydrochloride	64-72-2	10mg	100ppm
1ST4111A	盐酸土霉素	Oxytetracycline hydrochloride	2058-46-0	10mg	100ppm
1ST4112	脱水四环素盐酸盐	Anhydrotetracycline hydrochloride	13803-65-1	10mg	100ppm
1ST4115	4-差向土霉素	4-Epi-oxytetracycline	14206-58-7	10mg	100ppm
1ST4116	α -载脂蛋白-土霉素	alpha-Apo-oxytetracycline	18695-01-7	10mg	100ppm
1ST4117	β -载脂蛋白-土霉素	beta-Apo-oxytetracycline	18751-99-0	10mg	100ppm
1ST4118	氯四环素盐酸盐(差向金霉素)	4-Epichlortetracycline hydrochloride	14297-93-9	10mg	100ppm
1ST4119	4-差向去甲基金霉素盐酸盐	4-Epidemclohlocycline hydrochloride	NA	10mg	100ppm
1ST4120	6-差向强力霉素盐酸盐	6-Epidoxycycline hydrochloride	41411-66-9	10mg	100ppm
1ST4121	甲氯环素磺基水杨酸盐	Meclocycline sulfosalicylate salt	73816-42-9	10mg	100ppm
1ST4122	强力霉素	Doxycycline	564-25-0	10mg	100ppm
1ST4122W	强力霉素水合物	Doxycycline hydrate	17086-28-1	10mg	100ppm
1ST4122X	多西环素单盐酸半乙醇半水合物	Doxycycline hyclate	24390-14-5	10mg	100ppm
1ST4123	二甲胺四环素	Minocycline	10118-90-8	10mg	100ppm
1ST4125	氯甲稀土霉素	Meclocycline	2013-58-3	10mg	100ppm
1ST4128	4-差向氯脱水四环素	4-Epianhydrochlortetracycline hydrochloride	158018-53-2	10mg	100ppm

2. 青霉素类药物 Penicilines

产品号	中文名称	英文名称	CAS#	纯品	标液
1ST5601	阿莫西林；羟苄青霉素	Amoxicillin	26787-78-0	10mg	100ppm
1ST5601W	阿莫西林三水合物	Amoxicillin trihydrate	61336-70-7	10mg	100ppm
1ST5603	阿莫西林-d4	Amoxicillin-d4	NA	10mg	100ppm
1ST5604	阿莫西林-13C6	Amoxicillin-13C6	NA	10mg	100ppm
1ST5605	氨苄青霉素；氨苄西林	Ampicillin	69-53-4	10mg	100ppm
1ST5605W	氨苄西林三水合物	Ampicillin trihydrate	7177-48-2	10mg	100ppm
1ST5607	氨苄西林钠盐	Ampicillin sodium salt	69-52-3	10mg	100ppm
1ST5608	氨苄青霉素-d5	Ampicillin-d5(Mixture of Diastereomers)	NA	10mg	100ppm

2. 青霉素类药物 Penicilines (Continue)

产品号	中文名称	英文名称	CAS#	纯品	标液
IST5609	盐酸巴氨西林	Bacampicillin Hydrochloride	37661-08-8	10mg	100ppm
IST5610	苄星青霉素 G	Benzathine benzylpenicillin	1538-09-6	10mg	100ppm
IST5611	苄星青霉素 G 四水合物	Benzathine penicilline G tetrahydrate	41372-02-5	10mg	100ppm
IST5614	氘代青霉素 G 钾盐 (phenyl-d5)	Penicillin G-d5 Potassium Salt (phenyl-d5)	NA	10mg	100ppm
IST5615	苄青霉素 (青霉素 G) 钾盐 -D7	Benzyl Penicillinate-d7 Potassium Salt	NA	10mg	100ppm
IST5616	青霉素 G 盐 -D7	Penicillin G-D7 salt	NA	10mg	100ppm
IST5618	青霉素 V-d5	Penicillin V-d5	NA	10mg	100ppm
IST5619	苯氧甲基青霉素；青霉素 V	Penicillin V	87-08-1	10mg	100ppm
IST5619K	青霉素 V 钾	Penicillin V potassium salt	132-98-9	10mg	100ppm
IST5620	羧苄青霉素二钠	Carbenicillin disodium	4800-94-6	10mg	100ppm
IST5621	氯唑西林	Cloxacillin	61-72-3	10mg	100ppm
IST5621Na	氯唑西林钠一水合物	Cloxacillin sodium monohydrate	7081-44-9	10mg	100ppm
IST5623	氟氯青霉素	Flucloxacillin sodium	1847-24-1	10mg	100ppm
IST5624	氮卓脒青霉素	Mecillinam	32887-01-7	10mg	100ppm
IST5626	美洛西林钠	Mezlocillin Sodium	59798-30-0	10mg	100ppm
IST5628	萘夫西林 -d6	Nafcillin-d6	NA	10mg	100ppm
IST5630	哌拉西林	Piperacillin	66258-76-2	10mg	100ppm
IST5631	匹氨西林	Pivampicillin	33817-20-8	10mg	100ppm
IST5632	匹美西林盐酸盐	Pivmecillinam hydrochloride	32887-03-9	10mg	100ppm
IST5633	普鲁卡因青霉素	Procaine benzylpenicillin	6130-64-9	10mg	100ppm
IST5634	舒他西林	Sultamicillin	76497-13-7	10mg	100ppm
IST5635	对甲苯磺酸舒他西林	Sultamicillin tosilate	83105-70-8	10mg	100ppm
IST5636	酞氨西林盐酸盐	Talampicillin hydrochloride	39878-70-1	10mg	100ppm
IST5637	苄青霉素；青霉素 G	Penicillin G	61-33-6	10mg	100ppm
IST5637K	青霉素 G 钾	Penicillin G potassium	113-98-4	10mg	100ppm
IST5637Na	青霉素 G 钠	Penicillin G sodium	69-57-8	10mg	100ppm
IST5638	苯唑西林	Oxacillin	66-79-5	10mg	100ppm
IST5638Na	苯唑西林钠	Oxacillin sodium	1173-88-2	10mg	100ppm
IST5638W	苯唑西林钠盐一水合物	Oxacillin sodium monohydrate	7240-38-2	10mg	100ppm
IST5639	双氯青霉素	Dicloxacillin	3116-76-5	10mg	100ppm
IST5639Na	双氯青霉素钠水合物	Dicloxacillin sodium hydrate	13412-64-1	10mg	100ppm
IST5640	乙氧萘青霉素	Nafcillin sodium salt	985-16-0	10mg	100ppm
IST5640A	乙氧萘青霉素钠一水合物	Nafcillin sodium monohydrate	7177-50-6	10mg	100ppm
IST5641	苯咪青霉素	Azlocillin sodium	37091-65-9	10mg	100ppm
IST5642	美替西林；甲氧萘青霉素	Methicillin	61-32-5	10mg	100ppm
IST5642Na	甲氧萘青霉素钠一水合物	Methicillin sodium monohydrate	7246-14-2	10mg	100ppm
IST5643	苯氧乙基青霉素	Phenethicillin	147-55-7	10mg	100ppm
IST5644	哌拉西林	Piperacillin	61477-96-1	10mg	100ppm

3. 磺胺类药物 Sulfonamides

产品号	中文名称	英文名称	CAS#	纯品	标液
1ST4001	磺胺醋酰	Sulfacetamide	144-80-9	10mg	100ppm
1ST4002	磺胺甲基嘧啶	Sulfamerazine	127-79-7	10mg	100ppm
1ST4003	磺胺吡啶	Sulfapyridine	144-83-2	10mg	100ppm
1ST4004	磺胺甲氧哒嗪	Sulfamethoxy pyridazine	80-35-3	10mg	100ppm
1ST4005	磺胺甲基异噁唑	Sulfamethoxazole	723-46-6	10mg	100ppm
1ST4006	磺胺邻二甲氧嘧啶	Sulfadoxine	2447-57-6	10mg	100ppm
1ST4007	磺胺噻唑	Sulfathiazole	72-14-0	10mg	100ppm
1ST4008	磺胺甲噻二唑	Sulfamethizole	144-82-1	10mg	100ppm
1ST4009	甲氧苄氨嘧啶	Trimethoprim	738-70-5	10mg	100ppm
1ST4010	磺胺二甲异噁唑	Sulfisoxazole	127-69-5	10mg	100ppm
1ST4011	磺胺恶唑	Sulfamoxole	729-99-7	10mg	100ppm
1ST4012	苯甲酰磺胺	Sulfabenzamide	127-71-9	10mg	100ppm
1ST4013	磺胺苯吡唑	Sulfaphenazole	526-08-9	10mg	100ppm
1ST4014	磺胺二甲基嘧啶	Sulfamethazine	57-68-1	10mg	100ppm
1ST4015	磺胺	Sulfanilamide	63-74-1	10mg	100ppm
1ST4016	磺胺-13C6	Sulfanilamide-13C6	1196157-89-7	10mg	100ppm
1ST4017	磺胺嘧啶	Sulfadiazine	68-35-9	10mg	100ppm
1ST4018	磺胺嘧啶-D4	Sulfadiazine-D4	1020719-78-1	10mg	100ppm
1ST4019	磺胺嘧啶-13C6	Sulfadiazine-13C6	1189426-16-1	10mg	100ppm
1ST4020	磺胺甲基嘧啶-D4	Sulfamerazine D4	NA	10mg	100ppm
1ST4021	磺胺甲基嘧啶-13C6	Sulfamerazine-13C6	NA	10mg	100ppm
1ST4022D4	磺胺二甲基嘧啶-D4	Sulfamethazine-D4	NA	10mg	100ppm
1ST4023	磺胺二甲嘧啶半盐酸盐-13C6	Sulfadimidine-13C6 hemihydrate	NA	10mg	100ppm
1ST4024	磺胺二甲氧嘧啶	Sulfadimethoxypyrimidine	155-91-9	10mg	100ppm
1ST4025	磺胺二甲氧嘧啶-d6	Sulfadimethoxine-d6	73068-02-7	10mg	100ppm
1ST4026	磺胺多辛-d3; 磺胺邻二甲氧基嘧啶-D3	Sulfadoxine-d3	1262770-70-6	10mg	100ppm
1ST4027	磺胺甲基异噁唑 13C6	Sulfamethoxazole-13C6	NA	10mg	100ppm
1ST4028	磺胺喹恶啉	Sulfaquinoxaline	59-40-5	10mg	100ppm
1ST4029	磺胺喹恶啉-13C6	Sulfaquinoxaline-13C6	NA	10mg	100ppm
1ST4030	磺胺甲氧哒嗪-D3	Sulfamethoxy pyridazine-D3	NA	10mg	100ppm
1ST4031	磺胺噻唑-13C6	Sulfathiazole-13C6	NA	10mg	100ppm
1ST4033	磺胺间甲氧基嘧啶-D4	Sulfamonomethoxine-D4	NA	10mg	100ppm
1ST4034	磺胺氯哒嗪	Sulfachlorpyridazine	80-32-0	10mg	100ppm
1ST4035	磺胺氯哒嗪-13C6	Sulfachlorpyridazine-13C6	NA	10mg	100ppm
1ST4036	磺胺对甲氧嘧啶	Sulfameter	651-06-9	10mg	100ppm
1ST4037	磺胺对甲氧嘧啶-D4	Sulfameter-D4	NA	10mg	100ppm
1ST4038	磺胺吡啶-13C6	Sulfapyridine-13C6	NA	10mg	100ppm

3. 磺胺类药物 Sulfonamides (Continue)

产品号	中文名称	英文名称	CAS#	纯品	标液
1ST4039	磺胺索嘧啶	Sulfisomidine	515-64-0	10mg	100ppm
1ST4040	磺胺-6-甲氧嘧啶	Sulfamonomethoxine	1220-83-3	10mg	100ppm
1ST4040Na	磺胺间甲氧基嘧啶钠	Sulfamonomethoxine sodium	38006-08-5	10mg	100ppm
1ST4042	磺胺间二甲氧嘧啶	Sulfadimethoxine	122-11-2	10mg	100ppm
1ST4043	磺胺脒	Sulfaguanidine	57-67-0	10mg	100ppm
1ST4044	磺胺硝苯	Sulfanitran	122-16-7	10mg	100ppm
1ST4045	磺胺吡唑	Sulfapyrazole	852-19-7	10mg	100ppm

4. 喹诺酮类药物 Quinolones

产品号	中文名称	英文名称	CAS#	纯品	标液
1ST4100	达氟沙星；单诺沙星	Danofloxacin	112398-08-0	10mg	100ppm
1ST4100A	甲磺酸达氟沙星	Danofloxacin Mesylate	119478-55-6	10mg	100ppm
1ST4107	恩诺沙星	Enrofloxacin	93106-60-6	10mg	100ppm
1ST4107D5	恩诺沙星-D5	Enrofloxacin-D5	1173021-92-5	10mg	100ppm
1ST4109	盐酸环丙沙星（一水物）	Ciprofloxacin hydrochloride monohydrate	86393-32-0	10mg	100ppm
1ST4127	克林沙星	Clinafloxacin	105956-97-6	10mg	100ppm
1ST5701	巴洛沙星二水合物	Balofloxacin Dihydrate	151060-21-8	10mg	100ppm
1ST5702	西诺沙星	Cinoxacin	28657-80-9	10mg	100ppm
1ST5703	环丙沙星	Ciprofloxacin	85721-33-1	10mg	100ppm
1ST5703A	环丙沙星盐酸盐	Ciprofloxacin hydrochloride	93107-08-5	10mg	100ppm
1ST5703L	环丙沙星乳酸盐	Ciprofloxacin lactate	97867-33-9	10mg	100ppm
1ST5705	环丙沙星-d8	Ciprofloxacin-d8	NA	10mg	100ppm
1ST5706	环丙沙星-d8 盐酸盐水合物	Ciprofloxacin-d8 hydrochloride hydrate	1216659-54-9	10mg	100ppm
		(anhydrous)			
1ST5709	甲磺酸达氟沙星-d3	Danofloxacin-d3 Mesylate	NA	10mg	100ppm
1ST5710	癸氧喹酯	Decoquinat	18507-89-6	10mg	100ppm
1ST5711	癸氧喹酯-d5	Decoquinat-d5	NA	10mg	100ppm
1ST5713	双氟沙星-d3 盐酸盐	Difloxacin-d3 hydrochloride trihydrate	1173021-89-0	10mg	100ppm
		(anhydrous)			
1ST5714	依诺沙星	Enoxacin	74011-58-8	10mg	100ppm
1ST5714W	依诺沙星(1.5 结晶水合物)	Enoxacin sesquihydrate	84294-96-2	10mg	100ppm
1ST5716	依诺沙星-d8 水合物	Enoxacin-d8 hydrate	NA	10mg	100ppm
1ST5718	恩氟沙星-d5 盐酸盐	Enrofloxacin-d5 hydrochloride	NA	10mg	100ppm
1ST5719	氟罗沙星	Fleroxacin	79660-72-3	10mg	100ppm
1ST5720	加替沙星	Gatifloxacin	112811-59-3	10mg	100ppm
1ST5721	加替沙星盐酸盐-d4	Gatifloxacin-d4 hydrochloride	NA	10mg	100ppm
1ST5720W	水合加替沙星	Gatifloxacin sesquihydrate	180200-66-2	10mg	100ppm
1ST5723	吉米沙星甲磺酸盐	Gemifloxacin mesylate	210353-53-0	10mg	100ppm
1ST5724	吉米沙星-13C,d2	Gemifloxacin-13C,d2	NA	10mg	100ppm
1ST5725	左氧氟沙星	Levofloxacin	100986-85-4	10mg	100ppm

4. 喹诺酮类药物 Quinolones (Continue)

产品号	中文名称	英文名称	CAS#	纯品	标液
1ST5725W	左氧氟沙星半水合物	Levofloxacin Hemihydrate	138199-71-0	10mg	100ppm
1ST5727	左氧氟沙星-d8	Levofloxacin-d8	1217716-71-6	10mg	100ppm
1ST5729	马波沙星, 麻保沙星	Marbofloxacin	115550-35-1	10mg	100ppm
1ST5730	米洛沙星	Miloxacin	37065-29-5	10mg	100ppm
1ST5730D3	米洛沙星-d3	Miloxacin-d3	1228182-43-1	10mg	100ppm
1ST5732	莫西沙星盐酸盐	Moxifloxacin hydrochloride	186826-86-8	10mg	100ppm
1ST5733	莫西沙星盐酸盐-13C,d3	Moxifloxacin hydrochloride-13C,d3	NA	10mg	100ppm
1ST5734	那氟沙星	Nadifloxacin	124858-35-1	10mg	100ppm
1ST5735	萘啶酸	Nalidixic acid	389-08-2	10mg	100ppm
1ST5736	萘啶酸-d5	Nalidixinic acid -d5	1189467-36-4	10mg	100ppm
1ST5737	甲氧苄啶	Nequinat	13997-19-8	10mg	100ppm
1ST5738	诺氟沙星	Norfloxacin	70458-96-7	10mg	100ppm
1ST5739	诺氟沙星-d5	Norfloxacin-d5	1015856-57-1	10mg	100ppm
1ST5740	氧氟沙星	Ofloxacin	82419-36-1	10mg	100ppm
1ST5741	氧氟沙星-d3	Ofloxacin-d3	1173147-91-5	10mg	100ppm
1ST5741A	氧氟沙星 D3 盐酸盐	Ofloxacin D3 hydrochloride	1173021-78-7	10mg	100ppm
1ST5743	奥比沙星	Orbifloxacin	113617-63-3	10mg	100ppm
1ST5744	环丙沙星 M3	Oxociprofloxacin	110322-52-1	10mg	100ppm
1ST5745	恶喹酸	Oxolinic acid	14698-29-4	10mg	100ppm
1ST5746	恶喹酸-d5	Oxolinic Acid-d5	1189890-98-9	10mg	100ppm
1ST5748	培氟沙星-d5	Pefloxacin-d5	1228182-51-1	10mg	100ppm
1ST5749	普卢利沙星	Prulifloxacin	123447-62-1	10mg	100ppm
1ST5750	普卢利沙星-d8	Prulifloxacin-d8	NA	10mg	100ppm
1ST5752	沙拉沙星盐酸盐-d8 三水合物	Sarafloxacin-d8 hydrochloride trihydrate	NA	10mg	100ppm
1ST5753	司帕沙星	Sparfloxacin	110871-86-8	10mg	100ppm
1ST5754	甲苯磺酸妥舒沙星	Tosufloxacin tosylate	115964-29-9	10mg	100ppm
1ST5755	尤利沙星	Ulifloxacin	112984-60-8	10mg	100ppm
1ST5756	培氟沙星	Pefloxacin	70458-92-3	10mg	100ppm
1ST5756W	甲磺酸培氟沙星二水合物	Pefloxacin mesylate dihydrate	149676-40-4	10mg	100ppm
1ST5757	沙拉沙星	Sarafloxacin	98105-99-8	10mg	100ppm
1ST5757A	沙拉沙星盐酸盐	Sarafloxacin hydrochloride (anhydrous)	91296-87-6	10mg	100ppm
1ST5758	双氟沙星	Difloxacin	98106-17-3	10mg	100ppm
1ST5758A	双氟沙星盐酸盐	Difloxacin hydrochloride	91296-86-5	10mg	100ppm
1ST5759	洛美沙星	Lomefloxacin	98079-51-7	10mg	100ppm
1ST5759A	盐酸洛美沙星	Lomefloxacin hydrochloride	98079-52-8	10mg	100ppm
1ST5761	氟甲喹	Flumequine	42835-25-6	10mg	100ppm
1ST5762	吡哌酸	Pipemidic acid	51940-44-4	10mg	100ppm

5. 咪唑与苯并咪唑类药物 Imidazoles & Benzimidazoles (Continue)

产品号	中文名称	英文名称	CAS#	纯品	标液
1ST5501	阿苯达唑；丙硫咪唑	Albendazole	54965-21-8	10mg	100ppm
1ST5502	阿苯达唑-D3	Albendazole-D3	NA	10mg	100ppm
1ST5503	阿苯达唑砒	Albendazole-sulfone	75184-71-3	10mg	100ppm
1ST5504	阿苯达唑砒-D3	Albendazole sulfone-D3	NA	10mg	100ppm
1ST5505	阿苯达唑亚砒	Albendazole-sulfoxide	54029-12-8	10mg	100ppm
1ST5506	阿苯达唑亚砒-D3	Albendazole sulfoxide-D3	NA	10mg	100ppm
1ST5507	阿苯达唑-2-氨基砒	Albendazole-2-aminosulfone	80983-34-2	10mg	100ppm
1ST5508	阿苯达唑-2-胺砒盐酸盐	Albendazole-2-aminosulfone hydrochloride	NA	10mg	100ppm
1ST5509	阿苯达唑-2-胺砒盐酸盐-D3	Albendazole-2-aminosulfone-D3 hydrochloride	NA	10mg	100ppm
1ST5510	苯并咪唑	Benzimidazole	51-17-2	10mg	100ppm
1ST5511	2-氨基苯并咪唑	2-Aminobenzimidazole	934-32-7	10mg	100ppm
1ST5512	2-苯基苯并咪唑	2-Phenylbenzimidazole	716-79-0	10mg	100ppm
1ST5513	5-硝基苯并咪唑	5-Nitrobenzimidazole	94-52-0	10mg	100ppm
1ST5514	丁噻咪草酮	Buthidazole	55511-98-3	10mg	100ppm
1ST5515	坎苯达唑	Cambendazole	26097-80-3	10mg	100ppm
1ST5516	坎苯达唑-D7	Cambendazole-d7	1228182-48-6	10mg	100ppm
1ST5517	多菌灵-D3	Carbendazim-D3	NA	10mg	100ppm
1ST5518	卡硝唑	Carnidazole	NA	10mg	100ppm
1ST5519	5-氯-1-甲基-4-硝基咪唑	5-Chloro-1-methyl-4-nitroimidazole	4897-25-0	10mg	100ppm
1ST5520	环苯达唑	Ciclobendazole(Cyclobendazole)	NA	10mg	100ppm
1ST5521	氯氟碘柳胺-13C6	Closantel-13C6	NA	10mg	100ppm
1ST5522	环戊阿苯达唑	Cyclopentylalbendazole	NA	10mg	100ppm
1ST5523	环戊阿苯达唑砒	Cyclopentylalbendazole sulfone	NA	10mg	100ppm
1ST5524	环戊阿苯达唑亚砒	Cyclopentylalbendazole sulfoxide	NA	10mg	100ppm
1ST5525	二甲硝咪唑；地美硝唑	Dimetridazole	551-92-8	10mg	100ppm
1ST5526	二甲硝咪唑-D3	Dimetridazole D3	64678-69-9	10mg	100ppm
1ST5528	二甲硝咪唑-2-羟基-D3	Dimetridazole-2-hydroxy D3	NA	10mg	100ppm
1ST5529	二甲硝基咪唑-D3	Dimetridazole-D3	NA	10mg	100ppm
1ST5530	苯硫氮酯-D6	Febantel-D6	NA	10mg	100ppm
1ST5531	芬苯达唑	Fenbendazole	43210-67-9	10mg	100ppm
1ST5532	芬苯达唑砒	Fenbendazole sulfone	54029-20-8	10mg	100ppm
1ST5533	芬苯达唑砒-D3	Fenbendazole sulfone-D3	1228182-49-7	10mg	100ppm
1ST5534	芬苯达唑氨盐酸盐	Fenbendazoleamine hydrochloride	NA	10mg	100ppm
1ST5535	芬苯达唑-D3	Fenbendazole-D3	NA	10mg	100ppm
1ST5536	氟苯达唑	Flubendazole	31430-15-6	10mg	100ppm
1ST5537	氟苯达唑-D3	Flubendazole D3	NA	10mg	100ppm
1ST5538	2-氨基氟苯达唑	2-Aminoflubendazole	NA	10mg	100ppm
1ST5539	羟甲基甲硝咪唑	HMMNI	936-05-0	10mg	100ppm

5. 咪唑与苯并咪唑类药物 Imidazoles & Benzimidazoles (Continue)

产品号	中文名称	英文名称	CAS#	纯品	标液
1ST5540	羟甲基甲硝咪唑 -D3	HMMNI-D3	NA	10mg	100ppm
1ST5541	咪唑	Imidazole	288-32-4	10mg	100ppm
1ST5542	异丙硝唑	Ipronidazole	14885-29-1	10mg	100ppm
1ST5543	异丙硝唑 -D3	Ipronidazole D3	NA	10mg	100ppm
1ST5544	羟基异丙硝唑	Ipronidazole-hydroxy	35175-14-5	10mg	100ppm
1ST5545	羟基异丙硝唑 -D3	Ipronidazole-OH-D3(IPZOH - D3)	NA	10mg	100ppm
1ST5546	甲苯咪唑 (MEB)	Mebendazole	31431-39-7	10mg	100ppm
1ST5547	甲苯咪唑 -D3	Mebendazole D3	NA	10mg	100ppm
1ST5548	甲苯咪唑 -5- 羟基 D3	Mebendazole-5-hydroxy D3	NA	10mg	100ppm
1ST5549	5- 羟基甲苯咪唑	5-Hydroxymebendazole (RMEB)	NA	10mg	100ppm
1ST5550	5- 羟基甲苯咪唑 -D3	5-Hydroxymebendazole-D3	NA	10mg	100ppm
1ST5551	2- 氨基 -5- 苯甲酰苯并咪唑	Mebendazole-amine(HMEB)	NA	10mg	100ppm
1ST5552	2- 甲基 -5- 硝基咪唑	2-Methyl-5-nitroimidazole	88054-22-2	10mg	100ppm
1ST5553	Menidazole	Menidazole	NA	10mg	100ppm
1ST5554	甲硝唑	Metronidazole	443-48-1	10mg	100ppm
1ST5555	羟基甲硝唑 -13C2, 15N2	Metronidazole-13C2, 15N2	NA	10mg	100ppm
1ST5556	羟基甲硝唑	Metronidazole-hydroxy	4812-40-2	10mg	100ppm
1ST5557	羟基甲硝唑 -D2	Metronidazole-hydroxy D2	NA	10mg	100ppm
1ST5558	尼莫唑	Nimorazole	NA	10mg	100ppm
1ST5559	硝碘酚脒	Nitroxynil	1689-89-0	10mg	100ppm
1ST5560	硝碘酚脒 -13C6	Nitroxynil-13C6	NA	10mg	100ppm
1ST5561	奥芬达唑	Oxfendazole(Fenbendazole sulfoxide)	53716-50-0	10mg	100ppm
1ST5562	奥芬达唑 -D3	Oxfendazole-D3 (Fenbendazole sulfoxide-D3)	1228182-54-4	10mg	100ppm
1ST5563	丙氧咪唑胺盐酸盐	Oxibendazole-amine hydrochloride	NA	10mg	100ppm
1ST5564	丙氧咪唑胺 -D7	Oxibendazoleamine-D7	NA	10mg	100ppm
1ST5565	丙氧咪唑 -D7	Oxibendazole-D7	NA	10mg	100ppm
1ST5566	碘醚柳胺；雷复尼特	Rafoxanide	22662-39-1	10mg	100ppm
1ST5567	碘醚柳胺 -13C6	Rafoxanide-13C6	NA	10mg	100ppm
1ST5568	罗硝唑；洛硝达唑	Ronidazole	7681-76-7	10mg	100ppm
1ST5569	罗硝唑 -D3	Ronidazole D3	NA	10mg	100ppm
1ST5570	塞克硝唑半水合物	Secnidazole hemihydrate	NA	10mg	100ppm
1ST5571	特硝唑盐酸盐	Ternidazole hydrochloride	NA	10mg	100ppm
1ST5572	四咪唑盐酸 -D5	Tetramisole-D5 hydrochloride	NA	10mg	100ppm
1ST5574	噻苯哒唑 NH D6	Thiabendazole NH D6	NA	10mg	100ppm
1ST5575	噻苯哒唑 -13C6	Thiabendazole-13C6	NA	10mg	100ppm
1ST5577	5- 羟基噻苯咪唑	5-Hydroxythiabendazole	948-71-0	10mg	100ppm
1ST5578	4- 羟基四咪唑	4-Hydroxy-tetramisole	NA	10mg	100ppm
1ST5579	替硝唑	Tinidazole	NA	10mg	100ppm
1ST5580	三氯苯咪唑 -D3	Triclabendazol-D3	NA	10mg	100ppm
1ST5581	三氯苯咪唑	Triclabendazole	68786-66-3	10mg	100ppm

5. 咪唑与苯并咪唑类药物 Imidazoles & Benzimidazoles (Continue)

产品号	中文名称	英文名称	CAS#	纯品	标液
1ST5582	三氯苯咪唑砒	Triclabendazole sulfone	NA	10mg	100ppm
1ST5583	三氯苯咪唑亚砒	Triclabendazole sulfoxide	NA	10mg	100ppm
1ST5584	氨基三氯苯达唑盐酸盐	Aminotriclabendazole hydrochloride	NA	10mg	100ppm
1ST5585	三氯苯咪唑代谢物	Ketotriclabendazole	NA	10mg	100ppm
1ST5586	4-硝基咪唑	4-Nitroimidazole	3034-38-6	10mg	100ppm
1ST5587	左旋咪唑	Levamisole	14769-73-4	10mg	100ppm
1ST5588	丙氧苯咪唑	Oxibendazole	20559-55-1	10mg	100ppm
1ST5589	它巴唑；甲硫咪唑；甲硫噻唑	Tapazole, TAP, Methimazole	60-56-0	10mg	100ppm
1ST5590	特硝唑	Ternidazole	1077-93-6	10mg	100ppm
1ST5591	奥硝唑	Ornidazole	16773-42-5	10mg	100ppm

6. 硝基呋喃药物及其代谢物 Nitrofurans & Metabolites

产品号	中文名称	英文名称	CAS#	纯品	标液
1ST4201	3-氨基-2-噁唑烷酮	AOZ, 3-Amino-2-oxazolidinone	80-65-9	10mg	100ppm
1ST4201D4	3-氨基-2-噁唑烷酮-d4 4,4,5,5-四氘-3-氨基-2-噁唑烷酮	AOZ-d4	1188331-23-8	10mg	100ppm
1ST4203	3-氨基-5-吗啉甲基-2-噁唑烷酮	AMOZ, 3-Amino-5-morpholinomethyl-2-oxazolidinone	43056-63-9	10mg	100ppm
1ST4203D5	3-氨基-5-吗啉代甲基-2-噁唑烷酮-d5 4,4,5,α,α-五氘-3-氨基-5-吗啉代甲基-2-噁唑烷酮	AMOZ-d5	1017793-94-0	10mg	100ppm
1ST4204A	1-氨基-2-乙内酰脲盐酸盐	1-Aminohydantoin hydrochloride	2827-56-7	10mg	100ppm
1ST4204C3	1-氨基-2,4-咪唑烷二酮-13C3	AHD-13C3, 1-Amino-2,4-imidazolidinedione-13C3	957509-31-8	10mg	100ppm
1ST4205	氨基脒	SEM	57-56-7	10mg	100ppm
1ST4205A	氨基脒盐酸盐	Semicarbazide hydrochloride	563-41-7	10mg	100ppm
1ST4207	呋喃唑酮	Furazolidone	67-45-8	10mg	100ppm
1ST4207D4	呋喃唑酮-D4	Furazolidone-D4	1217222-76-8	10mg	100ppm
1ST4208	呋喃它酮	Furaltadone	139-91-3	10mg	100ppm
1ST4208D5	呋喃它酮-D5	Furaltadone-D5	1015855-64-7	10mg	100ppm
1ST4209	呋喃妥因	Nitrofurantoin	67-20-9	10mg	100ppm
1ST4210	呋喃西林	Furacilin, Nitrofurazone	59-87-0	10mg	100ppm
1ST4210CN2	呋喃西林-13C, 15N2	Nitrofurazone-13C, 15N2	1217220-85-3	10mg	100ppm
1ST4211	呋喃它酮盐酸盐	Furaltadone hydrochloride	3759--92-0	10mg	100ppm
1ST4215	2-NP-呋喃西林	2-NP-AHD	623145-57-3	10mg	100ppm
1ST4216	2-NP-呋喃西林-13C3	2-NP-AHD-13C3	1007476-86-9	10mg	100ppm
1ST4217	2-NP-呋喃妥因	2-NP-AMOZ	183193-59-1	10mg	100ppm
1ST4218	2-NP-呋喃妥因-d5	2-NP-AMOZ-d5	1173097-59-0	10mg	100ppm
1ST4219	2-NP-呋喃唑酮	2-NP-AOZ	19687-73-1	10mg	100ppm
1ST4220	2-NP-呋喃唑酮-D4	2-NP-AOZ-D4	1007478-57-0	10mg	100ppm
1ST4221	2-NP-呋喃西林	2-NP-SCA	16004-43-6	10mg	100ppm
1ST4222	2-NP-呋喃西林-13C, 15N2	2-NP-SCA-13C, 15N2	NA	10mg	100ppm
1ST4223	4-NP-SCA	4-NP-SCA	NA	10mg	100ppm
1ST4226	SCA-HCl-13C, 15N2	SCA-13C-15N2 hydrochloride	1173020-16-0	10mg	100ppm

7. 聚醚类抗生素 Polyether Antibiotics

产品号	中文名称	英文名称	CAS#	纯品	标液
IST7601	拉沙洛菌素	Lasalocid	25999-31-9	10mg	100ppm
IST7602	莫能菌素钠盐	Monensin	22373-78-0	10mg	100ppm
IST7603	尼日利亚菌素钠盐	Nigericin	28643-80-3	10mg	100ppm
IST7604	盐霉素	Salinomycin	55721-31-8	10mg	100ppm
IST7605	甲基盐霉素	Narasin	55134-13-9	10mg	100ppm
IST7606	马杜霉素铵盐	Maduramycin ammonium	84878-61-5	10mg	100ppm

8. 氨基糖苷类抗生素 Aminoglycoside Antibiotics

产品号	中文名称	英文名称	CAS#	纯品	标液
IST7701	大观霉素；壮观霉素	Spectinomycin	1695-77-8	10mg	100ppm
IST7701A	大观霉素盐酸盐水合物； 壮观霉素盐酸盐水合物	Spectinomycin hydrochloride hydrate	22189-32-8	10mg	100ppm
IST7701B	大观霉素二盐酸盐； 壮观霉素二盐酸盐	Spectinomycin dihydrochloride	21736-83-4	10mg	100ppm
IST7702	潮霉素 B	Hygromycin B	31282-04-9	10mg	100ppm
IST7703	双氢链霉素	Dihydrostreptomycin	128-46-1	10mg	100ppm
IST7703A	硫酸双氢链霉素	Dihydrostreptomycin sulfate	5490-27-7	10mg	100ppm
IST7704	链霉素	Streptomycin	57-92-1	10mg	100ppm
IST7704A	硫酸链霉素	Streptomycin sulfate	3810-74-0	10mg	100ppm
IST7705	丁胺卡那霉素	Amikacin	37517-28-5	10mg	100ppm
IST7705A	二硫酸丁胺卡那霉素	Amikacin disulfate	39831-55-5	10mg	100ppm
IST7706	卡那霉素	Kanamycin; Kanamycin A	59-01-8	10mg	100ppm
IST7706B	卡那霉素单硫酸盐	Kanamycin monosulfate; Kanamycin A monosulfate	25389-94-0	10mg	100ppm
IST7707	安普霉素	Apramycin	37321-09-8	10mg	100ppm
IST7707A	硫酸安普霉素	Apramycin sulfate	65710-07-8	10mg	100ppm
IST7708	妥布霉素	Tobramycin	32986-56-4	10mg	100ppm
IST7708B	硫酸妥布霉素	Tobramycin sulfate	49842-07-1; 79645-27-5	10mg	100ppm
IST7709	庆大霉素	Gentamicin	1403-66-3	10mg	100ppm
IST7709B	硫酸庆大霉素	Gentamicin sulfate	1405-41-0	10mg	100ppm
IST7710	新霉素	Neomycin; Neomycin B; Framycetin	1404-04-2	10mg	100ppm
IST7710B	硫酸新霉素	Neomycin sulfate; Neomycin B sulfate; Framycetin sulfate	1405-10-3	10mg	100ppm
IST7711B	巴龙霉素硫酸盐	Paromomycin sulphate	1263-89-4	10mg	100ppm
IST7712	罗红霉素	Roxithromycin	80214-83-1	10mg	100ppm
IST7713	奈替米星	Netilmicin	56391-56-1	10mg	100ppm
IST7714	喷砂西林	Penethamate	3689-73-4	10mg	100ppm
IST7715	替卡西林	Ticarcillin	34787-01-4	10mg	100ppm
IST7716	西索米星	Sisomicin	32385-11-8	10mg	100ppm

9. 大环内酯类抗生素 Macrolide Antibiotics

产品号	中文名称	英文名称	CAS#	纯品	标液
1ST7801	红霉素	Erythromycin; Erythromycin A	114-07-8	10mg	100ppm
1ST7801C2	红霉素-13C2	Erythromycin A N, N-dimethyl-13C2	114-07-8 (non labelled)	10mg	100ppm
1ST7802	林可霉素	Lincomycin	154-21-2	10mg	100ppm
1ST7802A	林可霉素盐酸盐	Lincomycin hydrochloride	859-18-7	10mg	100ppm
1ST7803	克林霉素	Clindamycin	18323-44-9	10mg	100ppm
1ST7803A	盐酸克林霉素; 氯林可霉素盐酸盐	Clindamycin hydrochloride	21462-39-5	10mg	100ppm
1ST7804	竹桃霉素	Oleandomycin	3922-90-5	10mg	100ppm
1ST7804A	磷酸竹桃霉素	Oleandomycin phosphate	7060-74-4	10mg	100ppm
1ST7805	替米考星	Tilmicosin	108050-54-0	10mg	100ppm
1ST7806	泰乐菌素	Tylosin	1401-69-0	10mg	100ppm
1ST7806X	酒石酸泰乐菌素	Tylosin tartrate	1405-54-5	10mg	100ppm
1ST7807	螺旋霉素	Spiramycin	8025-81-8	10mg	100ppm
1ST7808	吉他霉素	Kitasamycin	39405-35-1	10mg	100ppm
1ST7809	交沙霉素	Josamycin	16846-24-5	10mg	100ppm
1ST7810	依普菌素; 爱普利诺菌素; 埃普利诺菌素	Eprinomectin	123997-26-2	10mg	100ppm
1ST7811	多拉菌素	Doramectin	117704-25-3	10mg	100ppm
1ST7812	维吉尼霉素 M1, 维吉尼亚霉素 M1; 维吉霉素 M1	Virginiamycin M1	21411-53-0	10mg	100ppm
1ST7813	乐菌素	Gratisin	37294-30-7	10mg	100ppm
1ST7814	克拉霉素	Clarithromycin	81103-11-9	10mg	100ppm
1ST7816	阿奇霉素	Azithromycin	83905-01-5	10mg	100ppm

10. 其他类抗生素 Other Antibiotics

产品号	中文名称	英文名称	CAS#	纯品	标液
1ST7001	氯霉素; 左霉素 (CAP)	Chloramphenicol	56-75-7	10mg	100ppm
1ST7001D5	氘代氯霉素 (D5-CAP)	Chloramphenicol-D5	202480-68-0	10mg	100ppm
1ST7002	甲砒霉素 (TAP)	Thiamphenicol	15318-45-3	10mg	100ppm
1ST7003	头孢噻呋	Ceftiofur	80370-57-6	10mg	100ppm
1ST7004A	头孢匹林钠	Cephapirin	24356-60-3	10mg	100ppm
1ST7005	氟苯尼考; 氟甲砒霉素 (FF)	Florfenicol	73231-34-2	10mg	100ppm
1ST7006	阿维霉素; 阿维拉霉素; 卑霉素	Avilamycin; Surmax	69787-80-0	10mg	100ppm
1ST7007	杆菌肽	Bacitracin	1405-87-4	10mg	100ppm
1ST7008	展青霉素	Patulin	149-29-1	10mg	100ppm
1ST7009	柱晶白霉素	Sineptina	1392-21-8	10mg	100ppm
1ST7010	新生霉素	Cardelmycin	303-81-1	10mg	100ppm
1ST7011	持久霉素	Enduracidin	11115-82-5	10mg	100ppm
1ST7012	黄霉素; 富拉磷	Flavomycin	11015-37-5	10mg	100ppm
1ST7013	头孢氨苄	Cephalexin	15686-71-2	10mg	100ppm

10. 其他类抗生素 Other Antibiotics (Continue)

产品号	中文名称	英文名称	CAS#	纯品	标液
1ST7014	头孢唑啉	Cefazolin	25953-19-9	10mg	100ppm
1ST7015	吡利霉素	Pirlimycin	79548-73-5	10mg	100ppm
1ST7016	硫酸粘杆菌素 A	Colistin sulfate	1264-72-8	10mg	100ppm
1ST7017	卷曲霉素	Capreomycin	103060-53-3	10mg	100ppm
1ST7018	阿伏霉素	Avoparcin	37332-99-3	10mg	100ppm
1ST7019	巴喹普林	Baquiloprim	102280-35-3	10mg	100ppm
1ST7020	利福昔明	Rifaximin	80621-81-4	10mg	100ppm
1ST7021	厄他培南	Ertapenem	153832-46-3	10mg	100ppm
1ST7022	法罗培南	Faropenem	106560-14-9	10mg	100ppm
1ST7023	金黄霉素 A	Chrysomycin A	82196-88-1	10mg	100ppm
1ST7024	金黄霉素 B	Chrysomycin B	83852-56-6	10mg	100ppm
1ST7025	硫肽霉素 B	Thiopeptin B	37339-66-5	10mg	100ppm
1ST7026	美罗培南	Meropenem	96036-03-2	10mg	100ppm
1ST7028	维及霉素	Virginiamycin	11006-76-1	10mg	100ppm
1ST7029	万古霉素盐酸盐	Vancomycin HCl	1404-90-6(free base basis)	10mg	100ppm

11. 甾体激素类 Steroid Hormones

产品号	中文名称	英文名称	CAS#	纯品	标液
1ST2201	表雄酮	Epiandrosterone	481-29-8	10mg	100ppm
1ST2202	达那唑	Danazol	17230-88-5	10mg	100ppm
1ST2203	炔诺酮	Norethindrone	68-22-4	10mg	100ppm
1ST2204	醋酸炔诺酮	Norethisterone Acetate	51-98-9	10mg	100ppm
1ST2205	去氧皮质酮	Desoxycorticosterone	64-85-7	10mg	100ppm
1ST2206	醋酸羟孕酮	17- α -Hydroxyprogesterone	302-23-8	10mg	100ppm
1ST2207	醋酸甲地孕酮	Megestrol acetate	595-33-5	10mg	100ppm
1ST2208	醋酸氯地孕酮	Chlormadinone acetate	302-22-7	10mg	100ppm
1ST2209	醋酸美伦孕酮	Melengestrol acetate	2919-66-6	10mg	100ppm
1ST2210	醋酸甲羟孕酮	Medroxyprogesterone 17-acetate	71-58-9	10mg	100ppm
1ST2211	雌三醇	Estriol	50-27-1	10mg	100ppm
1ST2212	雌二醇；17 β -雌二醇	Estradiol; 17 β -Estradiol	50-28-2	10mg	100ppm
1ST2213	炔雌醇	Ethinylestradiol	57-63-6	10mg	100ppm
1ST2214	雌酮	Estronel	53-16-7	10mg	100ppm
1ST2215	己烯雌酚	Stilbestrol; Diethylstilbestrol	56-53-1	10mg	100ppm
1ST2216	己烷雌酚	Hexestrol	84-16-2	10mg	100ppm
1ST2217	双烯雌酚；己二烯雌酚	Dienestrol; Estrodienol; Estroral	84-17-3	10mg	100ppm
1ST2218	地塞米松	Dexamethasone	50-02-2	10mg	100ppm
1ST2219	醋酸地塞米松	Dexamethasone 21-acetate	1177-87-3	10mg	100ppm
1ST2220	睾酮	Testosterone	58-22-0	10mg	100ppm
1ST2221	甲基睾酮	17-Methyltestosterone	58-18-4	10mg	100ppm
1ST2222	炔诺孕酮	Norgestrel	6533-00-2	10mg	100ppm
1ST2223	黄体酮；孕酮	Progesterone	57-83-0	10mg	100ppm

11. 甾体激素类 Steroid Hormones (Continue)

产品号	中文名称	英文名称	CAS#	纯品	标液
1ST2224	曲安西龙；氟羟泼尼松龙	Triamcinolone	124-94-7	10mg	100ppm
1ST2225	泼尼松龙；氢化泼尼松	Prednisolone	50-24-8	10mg	100ppm
1ST2226	氢化可的松	Hydrocortisone	50-23-7	10mg	100ppm
1ST2227	泼尼松	Prednisone	53-03-2	10mg	100ppm
1ST2228	可的松	Cortisone	53-06-5	10mg	100ppm
1ST2229	甲基泼尼松龙	Methylprednisolone	83-43-2	10mg	100ppm
1ST2230	倍他米松	Betamethasone	378-44-9	10mg	100ppm
1ST2231	氟米松；双氟美松	Flumethasone	2135-17-3	10mg	100ppm
1ST2232	倍氯米松	Beclomethasone	4419-39-0	10mg	100ppm
1ST2233	曲安奈德	Triamcinolone acetonide	76-25-5	10mg	100ppm
1ST2234	氟氢缩松	Flurandrenolide	1524-88-5	10mg	100ppm
1ST2235	倍他米松戊酸酯	Betamethasone valerate	2152-44-5	10mg	100ppm
1ST2236	布地奈德；布地缩松	Budesonide	51333-22-3	10mg	100ppm
1ST2237	氯倍他索丙酸酯	Clobetasol 17- propionate	25122-46-7	10mg	100ppm
1ST2238	醋酸可的松	Cortisone 21-acetate	50-04-4	10mg	100ppm
1ST2239	氟替卡松丙酸酯	Fluticasone propionate	80474-14-2	10mg	100ppm
1ST2240	醋酸氢化可的松	Hydrocortisone 21-acetate	50-03-3	10mg	100ppm
1ST2241	醋酸泼尼松龙	Prednisolone 21-acetate	52-21-1	10mg	100ppm
1ST2242	阿氯米松双丙酸酯	Alclometasone dipropionate	66734-13-2	10mg	100ppm
1ST2243	安西奈德	Amcinonide	51022-69-6	10mg	100ppm
1ST2244	醋酸氟轻松	Fluocinonide	356-12-7	10mg	100ppm
1ST2245	氟轻松	Fluocinolone Acetonide (anhydrous)	67-73-2	10mg	100ppm
1ST2246	氟米龙	Fluorometholone	426-13-1	10mg	100ppm
1ST2247	醋酸氟米龙	Fluorometholone 17- acetate	3801-06-7	10mg	100ppm
1ST2248	哈西奈德	Halcinonide	3093-35-4	10mg	100ppm
1ST2249	氢化可的松丁酸酯	Hydrocortisone 17-butyrate	13609-67-1	10mg	100ppm
1ST2250	氢化可的松戊酸酯	Hydrocortisone 17-valerate	57524-89-7	10mg	100ppm
1ST2251	泼尼卡酯	Prednicarbate	73771-04-7	10mg	100ppm
1ST2252	醋酸曲安西龙双	Triamcinolone Diacetate	67-78-7	10mg	100ppm
1ST2253	倍他米松醋酸酯	Betamethasone acetate	987-24-6	10mg	100ppm
1ST2254	地夫可特	Deflazacort	14484-47-0	10mg	100ppm
1ST2255	二氟拉松双醋酸酯	Diflorasone Diacetate	33564-31-7	10mg	100ppm
1ST2256	醋酸氟氢可的松	Fludrocortisone 21- acetate	514-36-3	10mg	100ppm
1ST2257	醋酸甲基泼尼松龙	Methylprednisolone 21-acetate	53-36-1	10mg	100ppm
1ST2258	莫米他松糠酸酯	Mometasone Furoate	83919-23-7	10mg	100ppm
1ST2259	倍他米松双丙酸酯	Betamethasone dipropionate	5593-20-4	10mg	100ppm
1ST2260	氯倍他松丁酸酯	Clobetasone butyrate	25122-57-0	10mg	100ppm
1ST2261	倍氯米松双丙酸酯	Beclomethasone dipropionate	5534-09-8	10mg	100ppm
1ST2262	醋酸泼尼松	"Prednisone acetate; Prednisone 21-acetate"	125-10-0	10mg	100ppm
1ST2263	醋酸曲安奈德	Triamcinolone acetonide acetate	3870-07-3	10mg	100ppm

11. 甾体激素类 Steroid Hormones (Continue)

产品号	中文名称	英文名称	CAS#	纯品	标液
1ST2264	脱氢表雄酮 (DHEA)	Dehydroepiandrosterone	53-43-0	10mg	100ppm
1ST2265	甲基强的松龙； 甲基泼尼松龙；甲基氢化泼尼松	6- α -Methylprednisolone	83-43-2	10mg	100ppm
1ST2266	表睾酮	Epitestosterone; 17- epi -Testosterone	481-30-1	10mg	100ppm
1ST2270	17 α -雌二醇	17 α -Estradiol	57-91-0	10mg	100ppm
1ST2271	特戊酸氟米松	Flumethasone pivalate	2002-29-1	10mg	100ppm
1ST2272	α -群勃龙；去甲雄三烯醇酮	17 α -Trenbolone	80657-17-6	10mg	100ppm
1ST2273	epi-19-乙烯去甲睾酮	epi-Nortestosterone	6218-29-7	10mg	100ppm
1ST2274	诺龙；19-去甲睾酮	Nortestosterone	434-22-0	10mg	100ppm
1ST2275	群勃龙； β -群勃龙；孕三烯酮； 去甲雄三烯醇酮	Trenbolone; 17 β -Trenbolone	10161-33-8	10mg	100ppm
1ST2276	甲羟孕酮	Premarin	12126-59-9	10mg	100ppm
1ST2277	伐地那非	Vardenafil	224785-90-4	10mg	100ppm
1ST2278	西地那非	Sildenafil	139755-83-2	10mg	100ppm
1ST2279	他达那非	Cialis	171596-29-5	10mg	100ppm
1ST2280	17 α -羟孕酮	17 α -Hydroxyprogesterone	604-09-1	10mg	100ppm
1ST2281	烯丙孕素	Altrenogest	850-52-2	10mg	100ppm
1ST2282	氯地孕酮	Chlormadinone	1961-77-9	10mg	100ppm
1ST2283	己酸孕酮	17 α -Hydroxyprogesterone caproate	630-56-8	10mg	100ppm
1ST2284	19-羟基雄甾-4-烯-3,17-二酮	19-Hydroxy-4-androstene-3,17-dione	510-64-5	10mg	100ppm
1ST2285	氯司替勃	Clostebol	1093-58-9	10mg	100ppm
1ST2286	丙酸睾丸素	Testosterone propionate	57-85-2	10mg	100ppm
1ST2287	雄烯二酮	Androstenedione	63-05-8	10mg	100ppm
1ST2288	去羟米松	Desoximetasone	382-67-2	10mg	100ppm
1ST2289	甲基泼尼松	Meprednisone	1247-42-3	10mg	100ppm
1ST2290	氟泼尼龙	Fluprednisolone	53-34-9	10mg	100ppm
1ST2291	帕拉米松乙酸酯	Paramethasone acetate	1597-82-6	10mg	100ppm
1ST2292	去氢睾酮	Boldenone	846-48-0	10mg	100ppm
1ST2293	四烯雌酮	Altrenogest	55720-26-8	10mg	100ppm
1ST2294	苯甲酸雌二醇	estradiol benzoate	50-50-0	10mg	100ppm
1ST2295	去甲雄烯二酮	19-nor-4-androstene-3,17-dione	734-32-7	10mg	100ppm
1ST2296	氟甲睾酮	fluoxymesterone	76-43-7	10mg	100ppm

12. β -受体激素 / 瘦肉精类 β -Adrenergic Receptors

产品号	中文名称	英文名称	CAS#	纯品	标液
1ST1301	克伦特罗	Clenbuterol	37148-27-9	10mg	100ppm
1ST1301A	盐酸克伦特罗	Clenbuterol hydrochloride	21898-19-1	10mg	100ppm
1ST1302	沙丁胺醇	Salbutamol; Albuterol	18559-94-9	10mg	100ppm
1ST1303	妥布特罗盐酸盐	Tulobuterol Hydrochloride	56776-01-3	10mg	100ppm
1ST1304	特布他林	Terbutaline	23031-25-6	10mg	100ppm
1ST1304A	特布他林硫酸盐	Terbutaline hemisulfate salt	23031-32-5	10mg	100ppm
1ST1306A	沙丁胺醇硫酸盐	Salbutamol hemisulfate salt	51022-70-9	10mg	100ppm
1ST1307	莱克多巴胺	Ractopamine	97825-25-7	10mg	100ppm
1ST1307A	莱克多巴胺盐酸盐	Ractopamine hydrochloride	90274-24-1	10mg	100ppm
1ST1308	溴代克伦特罗盐酸盐	Bromchlorbuterol hydrochloride	78982-84-0	10mg	100ppm
1ST1309	西马特罗	Cimaterol	54239-37-1	10mg	100ppm
1ST1310	福莫特罗	Formoterol	73573-87-2	10mg	100ppm
1ST1310X	福莫特罗富马酸盐	Formoterol fumarate dihydrate	183814-30-4	10mg	100ppm
1ST1311	西布特罗	Cimbuterol	54239-39-3	10mg	100ppm
1ST1313	氯丙那林	Clorprenaline	3811-25-4	10mg	100ppm
1ST1314A	溴布特罗盐酸盐	Brombuterol hydrochloride	21912-49-2	10mg	100ppm
1ST1315A	苯氧丙酚胺盐酸盐	Isoxsuprine hydrochloride	579-56-6	10mg	100ppm
1ST1317	溴布特罗	Bromobuterol; Brombuterol	41937-02-4	10mg	100ppm
1ST1318	克伦普罗	Clenproperol	38339-11-6	10mg	100ppm
1ST1319	班布特罗	Bambuterol	81732-65-2	10mg	100ppm
1ST1319A	班布特罗盐酸盐	Bambuterol hydrochloride	81732-46-9	10mg	100ppm
1ST1321	马布特罗	Mabuterol	56341-08-3	10mg	100ppm
1ST1321A	马布特罗盐酸盐	Mabuterol hydrochloride	54240-36-7	10mg	100ppm
1ST1322A	盐酸多巴胺	Dopamine hydrochloride	62-31-7	10mg	100ppm
1ST1324	喷布特罗	Penbutolol	36507-48-9	10mg	100ppm
1ST1324A	喷布特罗盐酸盐	Penbutolol hydrochloride	28163-36-2	10mg	100ppm
1ST1326	齐帕特罗	Zilpaterol	119520-05-7	10mg	100ppm
1ST1326A	盐酸齐帕特罗	Zilpaterol Hydrochloride	119520-06-8	10mg	100ppm
1ST1327	非诺特罗	Fenoterol	13392-18-2	10mg	100ppm
1ST1327A	非诺特罗氢溴酸盐	Fenoterol Hydrobromide	1944-12-3	10mg	100ppm
1ST1328	苯乙醇胺 A	Phenylethanolamine A	1346746-81-3	10mg	100ppm
1ST1330A	酒石酸阿福特罗	Arformoterol Tartrate	200815-49-2	10mg	100ppm
1ST1351	克伦特罗 -D9	Clenbuterol-d9	129138-58-5	10mg	100ppm
1ST1352	克伦特罗 -D9 盐酸盐	Clenbuterol-d9 Hydrochloride	184006-60-8	10mg	100ppm
1ST1353	沙丁胺醇 -D3	Salbutamol-d3	NA	10mg	100ppm
1ST1354	莱克多巴胺 -D5	Ractopamine-d5	NA	10mg	100ppm
1ST1355	西马特罗 -D7	Cimaterol-d7	1228182-44-2	10mg	100ppm
1ST1360	莱克多巴胺 -D6	Ractopamine-d6	NA	10mg	100ppm

12. β -受体激素 / 瘦肉精类 β -Adrenergic Receptors (Continue)

产品号	中文名称	英文名称	CAS#	纯品	标液
1ST1361	羟甲基克仑特罗	Clenbuterol-hydroxymethyl	38339-18-3	10mg	100ppm
1ST1362	羟甲基克仑特罗盐酸盐	Hydroxymethylclenbuterol hydrochloride	37162-89-3	10mg	100ppm
1ST1363	克伦丙罗 -D7	Clenproperol-d7	1173021-09-4	10mg	100ppm
1ST1318A	克伦丙罗盐酸盐	Clenproperol hydrochloride	NA	10mg	100ppm
1ST1365	吗喷特罗盐酸盐	Mapenterol hydrochloride	54238-51-6	10mg	100ppm
1ST1366	克伦塞罗盐酸盐	Clencyclohexerol hydrochloride	157877-79-7 (free base)	10mg	100ppm
1ST1367	克伦潘特 盐酸盐	Clenpenterol hydrochloride	37158-47-7	10mg	100ppm
1ST1368	异克仑潘特盐酸盐	Clenisopenterol hydrochloride	157664-68-1 (free base)	10mg	100ppm
1ST1369	Clenhexerol	Clenhexerol	78982-88-4	10mg	100ppm
1ST1370	Clenhexerol 盐酸盐	Clenhexerol hydrochloride	37158-48-8	10mg	100ppm
1ST1371	沙美特罗 -D3	Salmeterol-d3	497063-94-2	10mg	100ppm
1ST1372	妥布特罗	Tulobuterol	41570-61-0	10mg	100ppm
1ST1376	异丙喘宁	Orciprenaline	586-06-1	10mg	100ppm
1ST1376A	硫酸异丙喘宁； 硫酸奥西那林	Orciprenaline sulfate； Metaproterenol sulfate	5874-97-5	10mg	100ppm
1ST1377	沙美特罗	Salmeterol	89365-50-4	10mg	100ppm
1ST1378A	甲氧酰胺盐酸盐	3-O-Methyldopamine hydrochloride	1477-68-5	10mg	100ppm

13. 孔雀石绿与结晶紫 Malachite Green & Crystal Violet

产品号	中文名称	英文名称	CAS#	纯品	标液
1ST7301	孔雀石绿	Malachite green	2437-29-8	10mg	100ppm
1ST7301D5	孔雀石绿 -D5	Malachite Green-D5	NA	10mg	100ppm
1ST7303	隐色孔雀石绿	Leucomalachite green	129-73-7	10mg	100ppm
1ST7303D6	隐色孔雀石绿 -D6	Leucomalachite green D6	1173021-13-0	10mg	100ppm
1ST7307	结晶紫	Crystal Violet	548-62-9	10mg	100ppm
1ST7308	隐色结晶紫	Leucocrystal Violet	603-48-5	10mg	100ppm

14. 其他兽药标准品 Other Veterinary Medicines

产品号	中文名称	英文名称	CAS#	纯品	标液
1ST7101	氢溴酸常山酮	Halofuginone hydrobromide	64924-67-0	10mg	100ppm
1ST7102	地西洋	Diazepam	439-14-5	10mg	100ppm
1ST7103	安眠酮	Methaqualone	72-44-6	10mg	100ppm
1ST7104	氯羟吡啶；二氯二甲吡啶酚	Clopidol	2971-90-6	10mg	100ppm
1ST7105	地克珠利	Diclazuril	101831-37-2	10mg	100ppm
1ST7106	氨苯砒；4,4'-二氨基二苯砒	Dapsone; 4,4'-Diaminodiphenylsulfone	80-08-0	10mg	100ppm
1ST7107	氮哌醇；阿扎哌醇	Azaperol	2804-05-9	10mg	100ppm
1ST7108	氮哌酮；阿扎哌隆	Azaperone	1649-18-9	10mg	100ppm
1ST7109	尼卡巴嗪	Nicarbazin	330-95-0	10mg	100ppm
1ST7110	常山酮	Halofuginone	55837-20-2	10mg	100ppm
1ST7111	巯基苯并咪唑	2-Mercaptobenzimidazole, MBI	583-39-1	10mg	100ppm
1ST7112	硫脲嘧啶	2-Thiouracil, TU	141-90-2	10mg	100ppm
1ST7113	3-甲基喹噁啉-2-羧酸	3-Methyl-quinoxaline-2-carboxylic Acid; MQCA	74003-63-7	10mg	100ppm
1ST7114	尼卡巴嗪残留物；4,4'-二硝基均二苯脲	4,4'-Dinitrocarbanilide; 1,3-Bis(4-nitrophenyl)urea; N,N'-Bis(p-nitrophenyl)urea	587-90-6	10mg	100ppm
1ST7114D8	尼卡巴嗪残留物-d8；4,4'-二硝基均二苯脲-D8	4,4'-Dinitrocarbanilide-d8	NA	10mg	100ppm
1ST7116	对乙酰氨基酚；扑热息痛	4-Acetamidophenol; Paracetamol	103-90-2	10mg	100ppm
1ST7117	4-氨基安替比林	4-Aminoantipyrine	83-07-8	10mg	100ppm
1ST7118	4-氯-7-硝基苯并呋咱	4-Chloro-7-nitrobenzo-2-furazan, NBF-Cl	10199-89-0	10mg	100ppm
1ST7119	4-甲酰氨基安替比林	4-Formylaminoantipyrine	1672-58-8	10mg	100ppm
1ST7120	4-异丙基氨基安替比林	4-Isopropylaminoantipyrine	3615-24-5	10mg	100ppm
1ST7121	4-甲基氨基安替比林	4-Methylaminoantipyrine	519-98-2	10mg	100ppm
1ST7122	5,6-二甲基-2-硫脲嘧啶；5,6-二甲基-2-硫代尿苷	5,6-Dimethyl-2-thiouracil; DMTU	28456-54-4	10mg	100ppm
1ST7123	苯基硫脲嘧啶；苯基硫氧嘧啶	6-Phenyl-2-thiouracil	36822-11-4	10mg	100ppm
1ST7124	乙酰丙嗪	Acepromazine	61-00-7	10mg	100ppm
1ST7125	安替比林	Antipyrine	60-80-0	10mg	100ppm
1ST7126	咪唑心安	Carazolol	57775-29-8	10mg	100ppm
1ST7127	卡巴氧；卡巴多	Carbadox; CBX	6804-07-5	10mg	100ppm
1ST7128	氯丙嗪	Chlorpromazine	50-53-3	10mg	100ppm
1ST7128A	氯丙嗪盐酸盐	Chlorpromazine hydrochloride	69-09-0	10mg	100ppm
1ST7130	脱氧卡巴氧	Desoxycarbadox; Des-CDX; DCBS	55456-55-8	10mg	100ppm

14. 其他兽药标准品 Other Veterinary Medicines (Continue)

产品号	中文名称	英文名称	CAS#	纯品	标液
1ST7131A	安乃近	Dipyrone; Analgin	68-89-3	10mg	100ppm
1ST7131B	安乃近 一水合物	Dipyrone hydrate	5907-38-0	10mg	100ppm
1ST7132	二硫苏糖醇	DL-1,4-Dithiothreitol	3483-12-3	10mg	100ppm
1ST7133	氟胺烟酸	Flunixin Meglumine	38677-85-9	10mg	100ppm
1ST7134	氟哌啶醇	Haloperidol	52-86-8	10mg	100ppm
1ST7135	甲基硫脲嘧啶；甲基硫氧嘧啶	Methylthiouracil, MTU	56-04-2	10mg	100ppm
1ST7136	美托洛尔	Metoprolol	37350-58-6	10mg	100ppm
1ST7137	喹乙醇	Olaquinox	23696-28-8	10mg	100ppm
1ST7138	保泰松；苯基丁氮酮	Phenylbutazone	50-33-9	10mg	100ppm
1ST7139	丙酰二甲氨基丙吩噻嗪	Propionylpromazin	3568-24-9	10mg	100ppm
1ST7139A	丙酰二甲氨基丙吩噻嗪盐酸盐	Propionylpromazin hydrochloride	7681-67-6	10mg	100ppm
1ST7141	丙基硫脲嘧啶；丙基硫氧嘧啶	Propylthiouracil, PrTU	51-52-5	10mg	100ppm
1ST7142	喹噁啉-2-羧酸； 喹噁啉-2-羧基	Quinoxaline-2-carboxylic acid; QCA	879-65-2	10mg	100ppm
1ST7142D4	喹噁啉-2-羧酸-d4	Quinoxaline-2-carboxylic acid-d4; QCA-d4	NA	10mg	100ppm
1ST7144	甲苯噻嗪	Xylazine	7361-61-7	10mg	100ppm
1ST7144A	甲苯噻嗪盐酸盐	Xylazine hydrochloride	23076-35-9	10mg	100ppm
1ST7145	氨丙嘧啶	1-([4-Amino-2-propyl-5-pyrimidinyl]methyl)-2-methylpyridinium chloride	137-88-2	10mg	100ppm
1ST7146	吡咯嘧啶酸	Piromidic Acid	19562-30-2	10mg	100ppm
1ST7147	乙胺嘧啶	Pyrimethamine	58-14-0	10mg	100ppm
1ST7148	喹赛多	Ciadox	65884-46-0	10mg	100ppm
1ST7149	异丙嗪	Promethazine	60-87-7	10mg	100ppm
1ST7150	盐酸氯丙嗪-D6	ChlorproMazine-d6 Hydrochloride	1228182-46-4	10mg	100ppm
1ST7151	水杨酸	Salicylic acid	69-72-7	10mg	100ppm
1ST7152	卡洛芬	Carprofen	53716-49-7	10mg	100ppm
1ST7153	酮洛芬	Ketoprofen	22071-15-4	10mg	100ppm
1ST7154	托芬那酸	N-(3-Chloro-ortho-tolyl)anthranilic acid	13710-19-5	10mg	100ppm
1ST7155	美洛昔康	Meloxicam	71125-38-7	10mg	100ppm
1ST7156	氟尼辛	Flunixin	42461-84-7	10mg	100ppm
1ST7157	布洛芬	Ibuprofen	15687-27-1	10mg	100ppm
1ST7158	菲诺洛芬	Fenoprofen	31879-05-7	10mg	100ppm
1ST7159	甲芬那酸	Mefenamic acid	61-68-7	10mg	100ppm
1ST7160	萘普生	Naproxen	22204-53-1	10mg	100ppm
1ST7161	双氯芬酸	Diclofenac	15307-86-5	10mg	100ppm

14. 其他兽药标准品 Other Veterinary Medicines (Continue)

产品号	中文名称	英文名称	CAS#	纯品	标液
1ST7162	吡罗昔康	Piroxicam	36322-90-4	10mg	100ppm
1ST7163	二氟尼柳	Diflunisal	22494-42-4	10mg	100ppm
1ST7164	氟比洛芬	Flurbiprofen	5104-49-4	10mg	100ppm
1ST7165	萘丁美酮	Nabumetone	42924-53-8	10mg	100ppm
1ST7166	舒林酸	Sulindac	38194-50-2	10mg	100ppm
1ST7167	托美汀	Tolmetin	26171-23-3	10mg	100ppm
1ST7168	吲哚美辛	Indometacin	53-86-1	10mg	100ppm
1ST7169	丙嗪	Promazine	58-40-2	10mg	100ppm
1ST7170	三氟丙嗪	Triflupromazine	146-54-3	10mg	100ppm
1ST7171	秋水仙碱	Colchicine	64-86-8	10mg	100ppm
1ST7172	巴比妥	Barbital	57-44-3	10mg	100ppm
1ST7173	苯巴比妥	Phenobarbital	50-06-6	10mg	100ppm
1ST7174	仲丁比妥	Butabarbital	125-40-6	10mg	100ppm
1ST7175	异戊巴比妥	Amobarbital	57-43-2	10mg	100ppm
1ST7176	戊巴比妥	Pentobarbitone	76-74-4	10mg	100ppm
1ST7177	司可巴比妥	Secobarbital	76-73-3	10mg	100ppm
1ST7178	戊巴比妥-D5	Pentobarbitone-D5	52944-66-8	10mg	100ppm
1ST7179	乌洛托品	Hexamethylenetetramine	100-97-0	10mg	100ppm
1ST7180	甲氧氯普胺	4-Amino-5-chloro-N-(2-(diethylamino)ethyl)-2-methoxybenzamide	364-62-5	10mg	100ppm
1ST7181	氯化氮氨菲啶	Isometamidium chloride	34301-55-8	10mg	100ppm
1ST7182	双咪苯脲	Imidocarb	27885-92-3	10mg	100ppm
1ST7183	阿散酸	4-Aminophenylarsonic acid	98-50-0	10mg	100ppm
1ST7184	硝苯砷酸	p-Nitrobenzeneearsonic acid	98-72-6	10mg	100ppm
1ST7185	洛克沙砷	Roxarsone	121-19-7	10mg	100ppm
1ST7186	哌嗪	1,4-Diazacyclohexane	110-85-0	10mg	100ppm
1ST7187	妥曲珠利	Toltrazuril	69004-03-1	10mg	100ppm
1ST7188	妥曲珠利亚砷	Toltrazuril sulfoxide	69004-15-5	10mg	100ppm
1ST7189	妥曲珠利砷	Ponazuril	69004-04-2	10mg	100ppm
1ST7190	莫西丁克	Moxidectin	113507-06-5	10mg	100ppm
1ST7191	格列本脲	Glibenclamide	10238-21-8	10mg	100ppm
1ST7192	格列美脲	Glimepiride	93479-97-1	10mg	100ppm
1ST7193	格列吡嗪	Glipizide	29094-61-9	10mg	100ppm
1ST7194	那格列奈	Nateglinide	105816-04-4	10mg	100ppm
1ST7195	瑞格列奈	Repaglinide	135062-02-1	10mg	100ppm
1ST7196	妥拉磺脲	Tolazamide	1156-19-0	10mg	100ppm
1ST7197	甲苯磺丁脲	Tolbutamide	64-77-7	10mg	100ppm

14. 其他兽药标准品 Other Veterinary Medicines (Continue)

产品号	中文名称	英文名称	CAS#	纯品	标液
1ST7198	氟尼酸	Niflumic acid	4394-00-7	10mg	100ppm
1ST7199	奥沙普秦	Oxaprozin	21256-18-8	10mg	100ppm
1ST7200	替诺昔康	Tenoxicam	59804-37-4	10mg	100ppm
1ST8001	天然辣椒素	Capsaicin	404-86-4	10mg	100ppm
1ST8002	氟芬那酸	Flufenamic acid	530-78-9	10mg	100ppm
1ST8003	酮咯酸	Ketorolac	74103-06-3	10mg	100ppm
1ST8004	双水杨酸酯	Sasapyrine	552-94-3	10mg	100ppm
1ST8005	塞来西布	Celecoxib	169590-42-5	10mg	100ppm
1ST8006	依托考昔	Etoricoxib	202409-33-4	10mg	100ppm
1ST8007	代他考昔	Valdecocixib	181695-72-7	10mg	100ppm
1ST8008	依托度酸	Etodolac	41340-25-4	10mg	100ppm
1ST8009	茚酮苯丙酸	Indoprofen	31842-01-0	10mg	100ppm
1ST8010	甲氯芬那酸	Meclofenamic acid	644-62-2	10mg	100ppm
1ST8011	佐美酸；苯酰吡酸	Zomepirac	33369-31-2	10mg	100ppm
1ST8012	二硝托胺	Dinitolmide	148-01-6	10mg	100ppm
1ST8013	克拉维酸	Clavulanic acid	58001-44-8	10mg	100ppm
1ST8013A	克拉维酸钾	Potassium clavulanate	61177-45-5	10mg	100ppm
1ST8014	二甲氧甲基苯氨嘧啶	Ormetoprim	6981-18-6	10mg	100ppm
1ST8015	咪达唑仑	Midazolam	59467-70-8	10mg	100ppm
1ST8016	阿普唑仑	Alprazolam	28981-97-7	10mg	100ppm
1ST8017	利眠宁	Chlordiazepoxide	58-25-3	10mg	100ppm
1ST8018	溴西洋	Bromazepam	1812-30-2	10mg	100ppm
1ST8019	氯安定；氯硝西洋	Clonazepam	1622-61-3	10mg	100ppm
1ST8020	劳拉西洋	Lorazepam	846-49-1	10mg	100ppm
1ST8021	硝西洋	Nitrazepam	146-22-5	10mg	100ppm
1ST8022	去烷基氟拉西洋	Desalkylflurazepam	2886-65-9	10mg	100ppm
1ST8023	2-羟乙基氟拉西洋	2-Hydroxyethylflurazepam	29071-53-3	10mg	100ppm
1ST8024	氟拉西洋	Flurazepam	17617-23-1	10mg	100ppm
1ST8025	α -羟基阿普唑仑	α -Hydroxyalprazolam	37115-43-8	10mg	100ppm
1ST8026	去甲基氟西洋	N-desmethylflunitrazepam	2558-30-7	10mg	100ppm
1ST8027	α -羟基咪达唑仑	α -Hydroxymidazolam	59468-90-5	10mg	100ppm
1ST8028	7-氨基氟硝西洋	7-Aminoflunitrazepam	34084-50-9	10mg	100ppm
1ST8029	三唑仑	Triazolam	28911-01-5	10mg	100ppm
1ST8030	替马西洋	Temazepam	846-50-4	10mg	100ppm
1ST8031	奥沙西洋	Oxazepam	604-75-1	10mg	100ppm
1ST8032	苯硫脲	Febantel	58306-30-2	10mg	100ppm
1ST8033A	盐酸普萘洛尔；心得安	Propranolol hydrochloride	318-98-9	10mg	100ppm
1ST8034	吗啉胍	Moroxydine	3731-59-7	10mg	100ppm
1ST8035	N-甲基-1,3-丙二胺	N-Methyl-1,3-propylenediamine	6291-84-5	10mg	100ppm
1ST8036	苯唑卡因	Benzocaine	94-09-7	10mg	100ppm
1ST8037	氟西洋	Flunitrazepam	1622-62-4	10mg	100ppm

动物源食品中181种多兽药残留的高通量筛查和定量方法


来源：此方法引自 Sciex 181 种兽药方法包

该方法共包含 181 个常见兽药，覆盖包含甾体激素类、磺胺类、硝基咪唑类、 β -受体激素、喹诺酮、霉菌毒素等 17 大类兽药。此方法在鸡肉、牛肉、猪肉等基质中通过验证，可用于肉中多兽残的筛查和定量分析。阿尔塔科技可以提供该方法包中所使用的兽药标准品的纯品、单标溶液及混标溶液。

检测方法

前处理采用一步溶剂超声萃取法，样品的分析时间仅为 13.5 分钟，整个样品分析过程简单、快速、通用、灵敏，96% 以上的兽药回收率在 60 ~ 120% 之间。特有的 MRM-IDA-EPI 扫描功能和数据库使结果更加可信。该方法适用于 SCIEX 的 4500 系列、5500 系列以及 6500 系列的 LC-MS/MS 系统。此方法省去了优化前处理、LC-MS/MS 方法步骤，可直接用于兽残的 LC-MS/MS 分析。

实验结果



***** 阿尔塔科技有限公司First Standard®标准参照物只用于正规的有使用资质的实验室的研发与分析检测，不用于任何其他单位、家庭或个人，以及国家和地方禁止使用的用途。*****

- ◆ 农药和农残标准品
- ◆ 兽药和兽残标准品
- ◆ 食品检测标准品
- ◆ 环境监测标准品
- ◆ 医药、医药代谢物和杂质标准品
- ◆ 生物活性小分子化合物
- ◆ 中药有效成分与天然产物标准品
- ◆ 分析校准标准品
- ◆ 化工产品标准品
- ◆ 同位素标记化合物



© Alta Scientific Co.,Ltd.
Version 201602

公司地址

天津经济技术开发区第四大街80号,天大科技园C5楼405室

邮编：300457

电话：(0086) 22-6537-8550; 185-2256-9193;

185-2256-9194

传真：(0086) 22-2532-9655

邮箱：sales@altascientific.com

网址：www.altascientific.com.cn

QQ: 2850791070 , 2850791074