



First Standard[®]
Analytical Reference Standards
分析检测标准品

QUICLEAR[®]

平行研磨仪

一款用于多个样品同时制备的自动研磨仪



购买请联系：

天津阿尔塔科技有限公司

公司地址：天津经济技术开发区第四大街 80 号，天大科技园 C5 楼 405 室 邮编：300457

电话：(0086) 22-6537-8550; 185-2256-9193; 185-2256-9194

传真：(0086) 22-2532-9655

邮箱：sales@altascientific.com 网址：www.altascientific.com.cn

QQ：2850791070, 2850791074



Alta Scientific Co.,Ltd.
Version 201707

QUICLEAR[®]平行研磨仪

产品介绍

E0301平行研磨仪是由中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所和合作公司共同研制开发的，一款用于样品快速制备的自动研磨仪。E0301平行研磨仪可同时处理多个相同或者不同的样品，极大解决现目前粮谷、果蔬、畜禽、水产品、饲料等样品制备处理用时较长的问题。E0301平行研磨仪的切割片在高速运转下，极短时间内就可以把样品切割粉碎并混匀。整个粉碎过程由电子程序监控并自动控制，对于高水分含量样品(水果、蔬菜等)、高脂肪含量样品(肉、香肠、鱼等)、高纤维含量样品(饲料、绿色草料等)均有非常出色的均质粉碎效果，极大节省样品粉碎制备的时间。

产品特点

- 9通道全自动研磨，可同时处理9个样品
- 单通道最大可处理1Kg样品
- 可自由设置均质频率和均质时间，0-999秒可任意调整
- 可根据样品类型选配不同规格的研磨杯
- 样品间平行性高，重复性好
- 配有隔音罩和安全锁，确保使用人员安全
- 选配冷冻附件，可进行低温冷冻均值处理热敏样品
- 高转速：21000-32000RPM，每个样品只需要10-60秒即可完成